



MOPEDIA®

Használati utasítás
Apollo nagy teherbírású rollátor
RH520



 ApolloHD

I. osztályú orvosi eszköz
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április
5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓD

RH520 4 kerekű acél rollátor üléssel APOLLO HD

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a MOPEDIA by MORETTI S.p.A. rollátort, amely a befelé és kifelé mozgási nehézségekkel küzdő emberek számára készült, utazások során vagy a mindennapi életben. Ez a használati útmutató javaslatokat ad a helyes használathoz és az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ha kétségei vannak, forduljon a forgalmazóhoz.

Megjegyzés: Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem lesz szállítási sérülés. Szállítási sérülések esetén ne használja. További utasításokért forduljon a kereskedőhöz.



FIGYELEM!

- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
- A Moretti Spa elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthatja a készüléket vagy a használati útmutatót.

3. RENDELTETÉS

Ez a rollátor mozgásproblémákkal küzdők számára alkalmas. Használható segédeszközként a járás megkönnyítésére, vagy akár szervo-asszisztált ambulánsként is. Mindenesetre nem használhatják azok, akiknek nyilvánvaló kéz- vagy karhibája van, még az egyensúlyi problémákkal küzdők sem. A rollátor befelé és kifelé is használható. Javasoljuk, hogy sík felületen használja, ahol a kerekek elérhetik a talajt. Nem használható sziklás talajon vagy ferde területen, mivel a rollátor instabil lehet. A készülék nem személyek vagy tárgyak szállítására szolgál.

4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott és a ROLLATORS - MOPEDIA csoportjába tartozó termék megfelel a 2017. április 5-i ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRŐL szóló 2017/745 számú rendelet előírásainak. Ebből a célból a Moretti S.p.A. a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745/EK rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.

2. A készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT.
4. Az eszközök NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.

Megjegyzés: A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat az EU megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza, amelyet a Moretti S.p.A. bocsát ki és tesz elérhetővé csatornáin keresztül.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

5.1 Általános figyelmeztetések

- NE telepítse vagy használja az eszközt, mielőtt elolvasta és megértette ezt a kézikönyvet; Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, a sérülések vagy károsodások elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba egy egészségügyi szakemberrel vagy műszaki személyzettel, mielőtt megpróbálná telepíteni a berendezést;
- A rollátort csak megfelelő motorteljesítményű betegek használhatják, ami biztosítja a használatukat kockázatmentesen;
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a helyes beállítás és a helyes használat meghatározása érdekében;
- Az orvosnak vagy terapeutának hozzá kell járulnia a magasság beállításához a maximális alátámasztás, a megfelelő fékműködtetés és az általános összeszerelés érdekében;
- A görgőket nem önjáró eszközként való használatra tervezték.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a beteg tartozik.

5.2 Használati figyelmeztetések

- Győződjön meg arról, hogy a fékkábel megfelelően van beállítva;
- Minden magasságállítás után ellenőrizze a fék megfelelő működését a kábel szabad meghajlásának elkerülése érdekében;
- Ezen egyszerű szabályok megszegése személyi károkat okozhat;
- A rollátor csak kemény, sík felületen használható. Ne használja a rollátort a lépcsőn való felmászáshoz;
- Mindig mindkét súlyzóra támaszkodva az egyensúly megőrzése érdekében;
- Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas esőre;
- Ne terhelje túl a rollátort;
- Ne használja a görgős ülést (ha van) személyek vagy tárgyak szállítására, mert az ülés igen a felhasználó behúzott rögzítőfék melletti munkamenetére;
- Minden keréknek érintkeznie kell a padlóval a használat során, hogy biztosítsa a görgő megfelelő egyensúlyát és a maximális biztonságot;
- Az ülés használata előtt a féket be kell húzni.

Megjegyzés: Ha a görgőt stabil helyzetben használja, be kell húzni a kéziféket

5.3 Összeszerelésre és összecukásra vonatkozó figyelmeztetések

- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően van-e behelyezve a keretbe, és rögzítve van-e a tartóba rögzített reteszelőgombokkal a fő szárnyas anyákkal és gombokkal, mozgás nélkül;
- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyúcső biztonságosan rögzítve van-e a fő tartórészben szárnyas anyákkal és gombokkal, minden mozgás nélkül;
- Ne akasszon semmit a rollátor keretére, hogy elkerülje a csövek torzulását, amikor a rollátor nyitva van, és károsíthatja a stabilitást. A sérülést torzulások is okozhatják;
- Ügyeljen arra, hogy az ujjak és/vagy a ruházat beszoruljon a nyitás és zárás során.

6. SZIMBÓLUMOK

- REF** Termék kód
- UDI** Egyedi eszközazonosító
- CE** CE jelölés
-  Gyártó
- LOT** Tétel szám
-  Olvassa el használati utasítást
- MD** Orvosi segédeszköz
-  Ártalmatlanítási feltételek

7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS



8. HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék használata előtt mindig ellenőrizze:

- A rollátor minden része biztonságosan reteszelve van;
- Minden csavar meg van húzva;
- Az ülés megfelelően reteszelve van (ha ez nem nyomja tovább az elektromos ülés alsó keretét);
- Az ülés reteszelve megfelelően van behelyezve;
- A játékban lévő mechanikus alkatrészek kopottsági állapota, hogy a készülék használata teljes biztonságban legyen az emberek és tárgyak számára.

9. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS

9.1 A termék összeszerelése előtt

Csomagolja ki a terméket és ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a szállítás során. Ha a rollátor megsérül, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.

9.2 Nyissa ki a görgőt

Nyissa ki a rollátort a keret elülső részének meghúzásával a hátsó lábakon meghúzva. Helyezze a fogantyúcsöveket a keretbe. Forgassa el a reteszelő gombokat, amíg be nem záródnak.

9.3 A rollátor összezsukása

Szerelje fel az oldalsó rudak kart, és húzza vissza a rollátor elejét.

9.4 A fogantyúk beállítása

Állítsa be a fogantyúk magasságát az oldalsó gombok segítségével. Csavarja ki a gombot, helyezze a fogantyúkat a kívánt magasságba, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a meghúzáshoz, majd rögzítse újra. Ismétlje meg a műveletet a másik fogantyúnál, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú azonos magasságban van.



FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a fogantyú egy vonalban legyen a rollátor mozgási irányával. Ha a fogantyú nem marad egyenesen, fennáll annak a veszélye, hogy a rollátor megmozdul vagy felborul, különösen, ha erősebben nyomja

9.5 Rollátor zárása

Zárja be a rollátort úgy, hogy meghúzza az oldalsó rudakat, és húzza vissza a rollátor keretének elülső részét.



FIGYELEM!

Ne helyezzen forró, éles vagy nehéz tárgyakat a tálcára.

A tálcának a kerethez való rögzítéséhez helyezze be a tálca hátulján lévő támasztékot az ülés megfelelő nyílásaiba.

9.6 Kosár

A bevásárlókosár a rollátorra van akasztva, és az ülés megemelésevel érhető el.



FIGYELEM! A kosarat csak kis tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a kosarat, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás veszélyét.

**FIGYELEM!**

Terhelje túl a rekeszt, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás veszélyét.

9.7 Ülés

Ülés előtt helyezze a rollátort sima és szilárd felületre, majd zárja le a féket. Győződjön meg arról, hogy a fékek biztonságosan reteszelve vannak, és hogy a rollátor stabil helyzetben van.



FIGYELEM! Üljen le, és oszd el a súlyodat az ülésen. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát nyomja.

10. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

- Kezdje el tolni, amikor függőleges helyzetben van, mindkét kezével a fogantyún;
- Győződjön meg róla, hogy a keze száraz a rollátor használata előtt, hogy elkerülje a csúszás veszélyét;
- Séta függőleges helyzetben, a szeme előre néz, nem lefelé;
- Ne nyomja túl messzire a rollátort a testétől, mert ez leesést és nem megfelelő terhelést okozhat;
- Ne használja a rollátort 20 mm-nél magasabb lépcsők leküzdésére;
- Kültéri használat esetén előnyben részesítse az építészeti akadályok eltávolítására vonatkozó előírásoknak megfelelően megkezdett járdákat.

11. FÉKEK

A fékek jó működése a kopástól és a kerekeken felgyülemlett szennyeződéstől függ. Minden használat előtt ellenőrizze a fékek és a kerekek állapotát.

11.1 Fékhasználat

A rollátor fékezéséhez húzza felfelé a fékkart az ujjaival, amíg a rollátor lelassul vagy meg nem áll. A rollátor mozgatásának folytatásához engedje el a fékkarokat.

11.2 A kerekek reteszelése

Nyomja le a fékkart a tenyerével, amikor kattantást hall, a kerekek blokkoltak.



FIGYELEM! Amikor a felhasználó áll, a fékeket reteszelni kell

11.3 A kerekek feloldásához

Húzza meg mindkét fékkart, amíg ki nem oldódik

12. KARBANTARTÁS

A piacon lévő MOPEDIA by Moretti SpA készülékeket gondosan ellenőrizték, és CE-jelöléssel rendelkeznek.

A páciens és az orvos biztonsága érdekében javasolt a gyártóval vagy egy erre feljogosított laboratóriummal legalább 2 évente ellenőriztetni a rollátor használhatóságát. Ha a javítást csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat kell használni.

A termék hasznos élettartama a használattól, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ.

13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Tisztítás

A segédeszköz és a szerkezet tisztításához használjon alkoholos és semleges szappant (egyenlő arányban) vízzel elkeverve.

A gyártó cég nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a tisztítás során a termék felületét károsító anyagok vagy korrozív vegyszerek használata okoz.

13.2 Fertőtlenítés

Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon közönséges, semleges fertőtlenítőszeret.



FIGYELEM!

Tisztításkor ne használjon súrolószert, savat, alkoholt, klór alapú tisztítószeret, fertőtlenítőszeret és acetont, mert ezek az anyagok a műanyag felületek kopását és a fémfelületek rozsdásodását okozzák.

14. KERÉKÁPOLÁS

1. Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával.
2. Időnként kenje meg a kerekeket.

15. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK



A készülék ártalmatlanításakor soha ne használja a települési szilárd hulladék normál visszavezető rendszerét. Ehelyett javasolt a közös önkormányzati ökológiai szigetekeken keresztül történő ártalmatlanítás a felhasznált anyagok várható újrahasznosítási műveleteihez.

16. MŰSZAKI JELLEMZŐK

APOLLO ^{HD}									
<i>Termék kód</i>	RH520								
<i>Ülés</i>	46x33x5 cm								
<i>Keret</i>	ACÉL								
Méretetek és súlyok									
RH520	68	78 94	55 seat	75	60	12.3	20	20	200

17. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A

jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő károk esetén, valamint a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza. A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, személyi sérülésekért vagy bármilyen hibás telepítés vagy a készülék helytelen használata okozta vagy azzal kapcsolatos. A Moretti nem vállal garanciát a következő körülmények által okozott károkért: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő hibák (ha szükséges), a Moretti által nem fedezett alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítás sérülések (az eredeti Moretti-szállítmánytól eltérő), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

18. JAVÍTÁS

18.1 Garanciális javítás

Ha egy Moretti-termék a garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibákat mutat fel, a Moretti megbeszéli az ügyféllel, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból. A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti az elemet, Moretti márkakereskedővel vagy saját alappal. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javítás a garancia hatálya alá tartozik. Javítás vagy csere nem hosszabbítja a garanciát.

18.2 A javításra nem vonatkozik a garancia

A garancia nélküli terméket a Moretti engedélyezése után lehet visszaadni. A garancián kívüli fürdőlift munka- és szállítási költségeit a vásárló vagy a kereskedő állja. A javításra az áru átvételétől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

18.3 Nem hibás készülék

A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vevő fizeti.

19. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

20. MENTESÜLÉSEK

A Moretti nem kínál semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, ideértve a lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételt az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és az interferenciára vonatkozóan, kivéve a jelen garanciában kifejezetten meghatározottakat. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan használatot. A törvény által kiszabható esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő a törvényi keretek között korlátozza. Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás korlátozását vagy a véletlen károk kizárását vagy korlátozását. Az ilyen országokban előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra.

A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.