



GR HU



HASZNÁLATI UTASÍTÁS: ALUMÍNIUM KOMÓD SZÉK "ASPER"

REF:0805454

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Az „ASPER” tolészék egyrészt WC-ként, másrészt mozgássérültek mozgását segítőként szolgál beltéri használatra.

2 módon használható:

- WC-ülőkeként
- Megemelt WC-ülőkeként (Vödör nélkül, a WC felett használható a váz)



MŰSZAKI ADATOK

KERET	Alumínium
SZÍN	Fekete-Fehér
ÜLÉS	PU
KREDENC	Rögzített
LÁBTARTÓ	Stabil / Összecsukható
HÁTSÓ KEREKEK	4" = 10,16 cm
ELÜLSŐ KEREKEK	4" = 10,16 cm
FÉKEK	Csak a hátsó kerekeken

MÉRETEK

0805454	44cm	43cm	43cm	45cm	53cm	65cm	97cm	53cm	4"4"	136kg	9kg

SZIMBÓLUMOK

Lásd az **A. MELLÉKLET**

ÖSSZESZERELÉS

Lásd a **B. MELLÉKLETET**

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

KARBANTARTÁS

A WC-kerék időszakos ellenőrzésének célja, hogy megbizonyosodjon annak megfelelő működéséről, mint segédeszközzel, és ezt legalább havonta egyszer el kell végezni.

- Ellenőrizze a tartály állapotát, hogy nincs-e törés, repedés vagy szivárgás.
- Ellenőrizze az acélkeret csavarjait. Ha meglazult, húzza meg.
- Ellenőrizze, hogy a műanyag részek nincsenek-e meglazulva, repedve vagy eltörve.
- Ellenőrizze a WC stabilitását (kerekek nélkül) vagy egyensúlyát (kerekekkel).
- Ellenőrizze a kerékfékeket és működésüket.
- Ellenőrizze az első és a hátsó kerekek állapotát.

Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS

Használat után azonnal tisztítsa meg a WC-tartályt. Kezdetben öblítse le meleg vízzel. Ezután használjon enyhe mosószerrel vagy fertőtlenítő oldattal átitatott puha ruhát. Törölje le tiszta, puha ruhával.

VIGYÁZAT: Ne használjon savas vagy maró oldatokat.

Javasoljuk, hogy az acélvázat és az ülést enyhe tisztítószerrel vagy fertőtlenítő oldattal tisztítsa meg. Saját kényelme érdekében az oldat hozzáadása után használhat spray-palackot. Permetezze be a terméket, majd tisztítsa meg szivaccsal. Tiszta ruhával hagyja megszáradni a felületeket.

FONTOS(!)

A komód szék használata előtt győződjön meg a következőkről:

- Ebben a helyzetben teljes terjedelmében és biztosítva van.
- A kerekek (ha vannak) jól rögzítve vannak.
- Az ülés megfelelően van rögzítve és rögzítve ebben a helyzetben.
- A tartály megfelelően van behelyezve a megfelelő nyílásba.
- A csontvázon nincsenek repedések vagy törések.
- Ne dohányozzon és ne használjon lángot a termék közelében.
- Óvja a terméket a horzsolásoktól, vágásoktól és ütésektől.

EGYÉB UTASÍTÁSOK

- Üléskor vagy felemelve le kell nyomni a fogantyúkat, hogy a WC mozdulatlan maradjon és ne csússzon.
- Amikor felkel, mindkét fogantyúra kell támaszkodnia. Csak egy kézben (és társ nélkül) történő támasztás sérüléssel vagy sérüléssel járó balesetet okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a WC-t.
- Ne hagyja nedvesen a WC-t.
- Ne engedjen gyermekeket a WC közelébe felügyelet nélkül.



FIGYELEM

Probléma esetén ne használja a kerekesszéket, amíg a probléma meg nem oldódik.

- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért.
- A gyártó fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a kerekesszékekben.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- Tartsa távol a becsomagolt kerekesszéket hőforrásoktól.
- A tolószékre való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.



KÖRNYEZETVÉDELLEM

Ha egy napon úgy találja, hogy terméke cserére szorul, vagy ha a továbbiakban már nem használ, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a készülékeket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét és a termék összetevőinek újrahasznosítását.

GARANCIA

Kerekesszékeire a vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákra. Ezenkívül NEM fedi le a használat közben elhasználódott részeket. A jótállás nem vonatkozik a következők által okozott károkra vagy hibákra: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ha van), szállítócégek. A garanciális termékek szállítási költsége a vásárlót vagy a kereskedőt terheli.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.



MOBIAK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



MELLÉKLET A. SZIMBÓLUMOK

A címkére, a főkartonra és/vagy a használati útmutatóra nyomtatott szimbólumok leírása

	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati útmutatót
	Sorozat szám		Ne használja, ha csomagolás sérült
	Tétel szám		Helyes irány felfelé
	Egyedi eszköz azonosító		Napfénytől védve
	Tartsa szárazon		Rakodási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv

ANNEX B. ÖSSZESZERELÉS

Az összeszereléshez szükséges

szerszámkészlet:

10. kulcs.

4. imbuszkulcs.



Komód szék kicsomagolás után.



Helyezze a háttámlát a megfelelő helyzetbe



Állítsa be a háttámla helyzetét úgy, hogy a lyukak egy vonalban legyenek.



Helyezze el a távtartókat a képen látható módon.

Ezután helyezze be őket a csövek közé.



Helyezze be a csavart az igazított furatokba.



Helyezze be az anyát és húzza meg.



Ismételje meg az eljárást a többi 3 anyával.

