



Travel összecukható betegszállító kerekesszék

CP850

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelte alapján (2017 április 5)

1. Kód

CP850-37 tolószék TRAVEL ülés 37 cm

2. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a Moretti S.p.A. ARDEA ONE kerekesszékét. Ez a használati útmutató néhány javaslatot tartalmaz a kiválasztott termék helyes használatára vonatkozóan, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Ha kérdése van, forduljon a viszonteladóhoz tanácsért és segítségért. Kétség esetén javasoljuk, hogy forduljon a kereskedőhöz, aki tud segíteni és tanácsot adni Önnek.

Megjegyzés: ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási sérülésekre, és használat előtt tesztelje. Sérülés esetén ne használja a készüléket. További útmutatásért forduljon kereskedőjéhez.

3. Rendeltetészerű használat

A kerekesszékek mozgási nehézségekkel küzdők számára készültek. A kerekesszékek lehetnek önhajtásúak (60 cm-es görgőkkel) vagy kerekesek

FIGYELEM!



- **Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben**
- **A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa**

4. EK-megfelelőségi nyilatkozat

A Moretti S.p.A. saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és értékesített, kerekesszék kategóriába tartozó termékek megfelelnek a 93/42/EGK orvostechnikai eszközökről szóló irányelvben és a további módosításokban meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek. Ennek érdekében a Moretti S.p.A. saját felelősségére az alábbiakat garantálja és kijelenti:

1. A szóban forgó eszközök megfelelnek a 93/42/EGK irányelv I. mellékletének alapvető követelményeinek, az említett irányelv VII. mellékletében előírtak szerint
2. A szóban forgó készülékek NEM MÉRŐESZKÖZÖK.
3. A szóban forgó eszközöket NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATRA
4. A szóban forgó eszközök NEM STERIL csomagolásban kerülnek értékesítésre
5. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni
6. NE használja/telepítse a kérdéses eszközöket semmilyen más célra, mint amit a Moretti S.p.A. kifejezetten megjelöl.
6. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja az illetékes hatóságoknak a 93/42/EGK irányelvnek és a további módosításoknak való megfelelést igazoló dokumentációt

5. Általános figyelmeztetések

- NE használja ezt a terméket vagy bármely rendelkezésre álló opcionális berendezést anélkül, hogy először teljesen elolvasta és meg nem értette ezt a használati útmutatót. Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, forduljon egészségügyi szakemberhez, kereskedőhöz vagy műszaki személyzethez a berendezés használata előtt, különben sérülés vagy kár keletkezhet.
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a kerekesszék helyes beállításának és helyes használatának meghatározásához
- Tartsa távol a becsomagolt kerekesszéket hőforrásoktól
- HASZNÁLATI ÉRTÉK – a kerekesszék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg
- A sérülések elkerülése érdekében MINDIG tartsa távol kezét és ujjait a mozgó alkatrészekről
- NE engedje, hogy gyerekek játsszanak a kerekesszéken vagy kezeljék azt
- Felemelés előtt zárja le a kerekesszéket.
- NE kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva

6. Összeszerelés / szétszerelés

Megjegyzés: Vegye figyelembe a biztonsági óvintézkedéseket ebben a kézikönyvben.

6.1 CP71x és CP870-35 nyitása

Fogja meg a fogantyúkat és húzza kifelé, majd nyomja meg az ülést, amíg a kerekesszék teljesen ki nem nyílik.



(1.ábra)



(2. ábra)



(3.ábra)

6.2 Nyitás CP850-37

Emelje fel a háttámlát, amíg a karok nem blokkolnak (1. ábra); húzza kifelé a lábtámaszt (2. ábra); nyomja lefelé az ülést, amíg teljesen ki nem nyílik (3. ábra); nyomja le a karfát 90°-ig.



(7. ábra)



(8. ábra)



(9. ábra)



(10. ábra)

6.8 Állítsa be az oldalsó lábtámaszt

Van emelhető és lehajtható lábtámaszunk, mindkettő állítható magasságú.

A felszereléskulcs segítségével csavarja ki a rögzítőanyát, és állítsa be a talplemezt 6,5 cm-nél alacsonyabb magasságra. a padlóról



6.9 Állítsa be a megemelhető lábtámaszt

Fordítsa kifelé a lábtámaszt, és válassza ki a megállapodott pozíciót. Vedd vissza, ügyelve a megfelelő megállásra. A lábtámasz megemeléséhez emelje fel. Nyomja meg a külső kart, hogy a lábtámasz lesüllyedjen



7. Használat előtt


- Vizsgálja meg, hogy a keret nem sérült-e. Ellenőrizze, hogy a csövön nincsenek-e repedések és rozsdásodás, hogy garantáltan biztonságos legyen az emberek számára
- Ellenőrizze a helyes összeszerelést a biztonságos használat érdekében
- Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
- Ellenőrizze a fék működését

8. Figyelmeztetések használata

- Ellenőrizze az autóalkatrészek használatát, hogy garantálja a készülék biztonságos használatát emberek és tárgyak számára
- Győződjön meg arról, hogy az ülés teljesen nyitva van és reteszelve
- Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van összeszerelve. Gondosan ellenőrizze a kerekek helyes összeszerelését
- Győződjön meg arról, hogy a fékek megfelelően működnek

9. Hogyan kell használni

Megjegyzés: hivatkozzon az „ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK” fejezetre



FIGYELEM!

- **A kerekesszékebe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.**
- **Ne álljon eltávolítható alkatrészekre**

Ne álljon a lábtartókra, amikor be- vagy kiszáll a tolószékbe, mert felborulhat!!!


9.1 Üljön be a tolószékbe

- Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához
- Kapcsolja be a kerékszárakat. Javasoljuk, hogy távolítsa el a kartámaszt, hogy megkönnyítse a beteg tolószékbe ültetését
- Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé

9.2 Szálljon ki a tolószékből

- Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll
- Kapcsolja be a kerékszárakat. Javasoljuk, hogy távolítsa el a kartámaszt, hogy a beteg könnyebben kiszálljon a kerekesszékből
- Helyezze a testsúlyt az ülésbe az áthelyezéssel

9.3 Lépcsők és magasságkülönbség



FIGYELEM!

A következő módszert csak tapasztalt felhasználó használhatja. Ha még nem jártas, kérjen segítséget egy asszisztenstől!

Mielőtt ferde felületen mozogna, győződjön meg képességeiről és korlátairól. Olvassa el a mozgástechnikákat képzett személyzettel. 10%-nál nagyobb lejtős felületek esetén a rásegítés javasolt. Ha ferde felületen kell megállnia, kerülje a hirtelen mozdulatokat.

Lejtőn való lassításhoz ne használja a kerékfékeket. Ne változtassa meg hirtelen a lefelé irányuló irányt.

- Szállj fel és ülj le

Helyezze a kerekesszéket az átkelni kívánt járdaszegélyhez. A kerekesszéket a hátsó kerekeken kell egyensúlyba hozni, hogy felemelje az első kerekeket, annyira, hogy az akadályon dőljön. Hajlítsa előre a törzsét, és erőteljesen nyomja meg a korlátot. Addig tolja, amíg a hátsó kerekek át nem másznak az akadályon.

- Szállj le

A lépcsőről való leszálláshoz hajtsa végre a fordított eljárást, helyezze a kerekesszék hátsó részét a járdaszegélyhez, tartsa erőteljesen a korlátokat, és lassan szálljon le az akadályról; majd egyensúlyozza a kerekesszéket a hátsó kerekeken, hogy befejezze az ereszkedést

**FIGYELEM!**

Javasoljuk, hogy ne használja ezt a technikát 10 cm-nél nagyobb függőleges esés esetén

9.4 Fékek

Állítsa le a kerekeket, mielőtt be-/kiszállna, kinyújtózkodna vagy felszállna. Húzza fel teljesen a kart a szék megállításához. Ha jól csinálta, a fékek 5/6 mm-rel nyomják a gumit. Pls. ellenőrizze a gumiabroncs nyomását felfújott kerekek esetén. Ha szükséges, a felszereléskulcs segítségével csavarja le előre és hátra a csavaranyát. Rögzítse helyesen az anyát. a fékek beállításához.

9.5 Kerekek

A kerekeket rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén kenni kell.

Távolítsa el a villát a csavar kihúzásával és kenje meg a csapot. Vegye le a kereket is a villáról, és kenje meg a csapokat. Szerelje össze újra a kereket és a csapot, és jól húzza meg a csavarokat. Az első kerekek magassága három pozícióban állítható.

9.6 Szállítás

A kerekesszéket úgy tervezték, hogy könnyen szállítható legyen. A kartámasz és a lábtámasz eltávolítása után bezárható és könnyen behelyezhető például az autó csomagtartójába. Ha ez nem lehetséges, helyezze a kerekesszéket az autó hátsó ülése elé úgy, hogy az stabilan álljon, és ne csússzon vagy csúszhasson. Zárja le a kerekesszéket a biztonsági övvel.

10. Karbantartás

A Moretti ARDEA ONE készülékeit gondosan ellenőrzik, és a piacra kerülést követően EC-jelöléssel látják el. A betegek és az orvosok biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a készüléket két évente ellenőriztesse a gyártóval vagy az erre felhatalmazott laboratóriummal. Javításkor csak eredeti alkatrészeket használjon. Használat előtt kövesse a „HASZNÁLAT ELŐTT” című fejezetet.

11. Tisztítás és fertőtlenítés

11.1 Borítás és párnázás

A borító és a párnázás nejlonból készült. Tisztítsa meg meleg vízzel és enyhe szappannal.

11.2 Keret és fém alkatrészek

Tisztítsa meg meleg vízzel és enyhe szappannal. Szárítsa meg puha ruhával, hogy ne karcolja meg a festményt.

11.3 Fékek és kerekek

Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására, veszélyes a tolósék használata nedves kerekekkel.

11.4 Fertőtlenítés

ha fertőtlenítenie kell a készüléket, használjon szokásos fertőtlenítő tisztítószer

Megjegyzés: Ne használjon oldószert és súrolószert

12. Ártalmatlanítási feltételek

Ártalmatlanítás esetén ne használja a behelyezett edényt a kommunális hulladékhoz. Javasoljuk, hogy a kerekesszéket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre dobja újrahasznosítás céljából.

13. Pótalkatrészek és tartozékok

Csak pótalkatrészek esetén a MORETTI mesterkatalógusában hirdethet

14. Műszaki jellemzők

14.1 Méretek

Mérés cm-ben	Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	CP850-37	85	58	38	89	65	43	33	37	41	44	29	7	13	20	75

14.3 Műszaki adatok CP870-35

- Acélkeret
- Maximális súly 100 kg
- PU hátsó görgők, 15 cm átmérőjű
- Hátsó kerekek 57cm átmérőjű, léggumikkal
- Nylon bevonat
- Gyulladásállóság: a burkolathoz és párnázáshoz használt anyagokat kezelték az EN1021-1/2 irányelvben meghatározott módszerek
- Referenciaszabályzat: EN12183
- Környezeti hőmérséklet: -20°C/+ 40°C
- Tárolás: hűvös helyen, hőforrásoktól, például napfénytől távol tárolandó (ajánlott hőmérséklet +10°C és +40°C között)

15. Garancia

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő esetleges károokra, és a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza. A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károokért, személyi sérülésekért vagy bármiért, amelyet hibás beszerelés vagy helytelen használat okoztak, vagy azzal kapcsolatban. A Moretti-garancia nem terjed ki a következőkből eredő károokra: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák okozta meghibásodás (ha szükséges), a Moretti által nem fedezett pótalkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítási sérülések (különböző eredeti Moretti-szállítmányból), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

15.1 Javítás

Garanciális javítás Ha egy Moretti-termék a jótállási idő alatt anyag- vagy gyártási hibát mutat, a Moretti megerősíti az ügyféllel, hogy a hiba a garancia hatálya alá vonható-e. A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti a tételt egy Moretti márkakereskedőnél vagy a Moretti központjában. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javításra garancia vonatkozik. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a garanciát. A javításra nem terjed ki a garancia A garancián túli terméket Moretti engedélyezése után lehet elküldeni.

A garancián kívüli áru munkadíját és szállítási költségeit a vásárlót vagy a kereskedőt kell fizetni. A javításra az áru átvételétől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

Nem hibás készülék A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vevő fizeti.

15.2 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

15.3 Mentességi záradékok

A Moretti nem kínál semmilyen más kifejezett vagy hallgatóságos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, egy meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és a beavatkozás mentességére vonatkozó lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket, mindazt, amit a jelen jótállás kifejezetten tartalmaz. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan használatot. A törvény által kiszabható esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő a törvényi keretek között korlátozza. Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a hallgatóságos jótállás korlátozását vagy a véletlen károk kizárását vagy korlátozását. Az ilyen országokban előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra. A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.