



Tranzit kerekesszék Gemini 12 kis kerékkel

0811302

Használati útmutató



0811302,0811303,0811307



0811302B,0811303B

With foldable backrest
0811302,0811303,0811307



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték.

MŰSZAKI ADATOK:


| | |
|---------------|---|
| VÁZ | Alumínium- Összecsukható |
| SZÍN | Ezüst és kék |
| ÜLÉS-HÁTÁMLA | Szövet belső huzattal |
| KARTÁMASZ | Összecsukható |
| LÁBTÁMASZ | Összecsukható, állított hossz, elforgatható |
| HÁTSÓ KEREKEK | 12" kompakt |
| ELSŐ KEREKEK | 8" x 2" kompakt (200x50 mm) |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 0811302,0811303,0811307 | Dupla keresztléc |
| 0811302B,0811303B | Egyetlen keresztléc |

Tartozékok (opcionális):

1. Felügyeleti fékek ref.: 0811399
2. Billenésátló kerekek ref.: 0811357
3. Dönthető lábtámasz ref.: 0811358 jobb és 0811359 bal
4. Bőr ülő- és háttámla huzat ref.: 0811361(43cm) & 0811362 (46cm)

MÉRETEK:

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 0811302 0811302B | 47cm | 46cm | 40cm | 46cm | 58cm | 88cm | 96,5cm | 50,5cm | 12"8" | 130kg | 18,5kg |
| 0811303 0811303B | 44cm | 43cm | 40cm | 46cm | 56cm | 88cm | 96,5cm | 50,5cm | 12"8" | 130kg | 14,5kg |
| 0811307 | 43cm | 41cm | 40cm | 46cm | 52cm | 88cm | 96,5cm | 50,5cm | 12"8" | 110kg | 15,2kg |

ÖSSZESZERELÉS Lásd az A. MELLÉKLETET

SZIMBÓLUMOK Lásd a B. MELLÉKLETET

KARBANTARTÁS

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszéke élettartamát és hatékonyságát.

HETI

- Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasítások szerint.
- Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van-e.
- Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerral.
- Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy speciális króm vagy festett felületekhez való szerekkel.
- Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
- Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

NEGYEDÉVENKÉNT

- Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsoncsavarok.

- Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
- Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
- A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

ÉVENTE

Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval. A páciens testi biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőriztesse a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartáson és ellenőrzésen kívül mind a keret, mind a szövet tud alaposan meg kell tisztítani.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerekkel.
- A bőrüléssel kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. Veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.

FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne próbáljon felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a Mobiak által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.
- Ne használja a tálalószékem emelvényként, amikor be- vagy kilép a kerekesszékéből.

Beülni a tolószékbe

- Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához
- Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé

- Kapcsolja be a kerékszárakat

Kiszállni a tolószékből

- Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb az ülés mellé amelyet áthelyezel.
- Helyezze a testsúlyt az ülésbe az áthelyezéssel

Mozgás közben a tolószékkel ne felejtse el!!

- Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el a célt. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
- Ha a gyors biztonsági tengelyek vezérelhetők, ha megfelelően vannak nyírva.
- A maximális felhasználói súly alapspecifikációja. Ezt a kerekesszéket kizárólag személy szállítására szabad egyszerre használni.
- Bármilyen más, ezen a határon túli felhasználás sérti a biztonsági előírásokat.
- A felhasználók ne üljenek tolószékben, miközben semmilyen közlekedési eszközhöz vezetnek.
- Amikor a járművek mozgásban vannak, az üres kerekesszékeket megfelelő eszközökkel kell rögzíteni. Előfordulhat, hogy a tócsák vagy egyenetlen talaj leküzdheti a kerekesszéket, különösen emelkedőn vagy lefelé haladva.

FIGYELEM

Probléma esetén ne használja a kerekesszéket, amíg a probléma meg nem oldódik.

- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért.
- A gyártó fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a kerekesszék helyes beállításának és helyes használatának meghatározásához.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a tolószékben.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- Tartsa távol a becsomagolt kerekesszéket hőforrásoktól.
- A kerekesszékbe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

KÖRNYEZETVÉDELME

Ha egy nap úgy találja, hogy terméke cserére szorul, vagy ha a továbbiakban már nem használ, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét és a termék összetevőinek újrahasznosítását.

GARANCIA:

Kerekesszékre 2 év garanciát vállalunk. Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat hivatalos szerviz vagy a termék importőre/gyártója ellenőrizte. A garancia a gyári meghibásodásokra vonatkozik, és NINCS a helytelen használatból – a kocsi karbantartásából eredő – károkra. A garanciális termékek szállítási költsége a vásárlót vagy a kereskedőt terheli.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak nyilatkoztatásáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

Először is ellenőrizzük a csomag tartalmát.

Helyezze el a kerekesszéket a képen látható módon.

Az ülés oldalán lévő rudakat egy mozdulattal megnyomva

a kerekesszék kinyílik és teljesen nyitott állapotba kerül.



A háttámla megemelésével kattánó hangot hallunk, amely jelzi, hogy a háttámla megfelelő helyzetben van.



Fogja meg a lábtámaszt a kezével, és helyezze

el az ábrán látható módon.

A csapnak át kell mennie a lyukon



Lábtámasz elhelyezése után.

A mellékelt öv segítségével győződjön meg arról, hogy a beteg lába megfelelően van elhelyezve.



Dönthető lábtámasz felszerelése (Opcionális)

Remove the foot retaining belt.

Távolítsa el a lábtámaszt.

Helyezze be a dönthető lábtartót a megfelelő támasztékokra.

Helyezze a fekvőtámaszt a megfelelő helyzetbe, és rögzítse.

Állítsa be a dönthető lábtámaszt a kívánt helyzetbe.



Billenés gátló rendszer (kérésre)

Abban az esetben, ha a kerekesszékekben van felborító rendszer, távolítsa el a kupakot a kerekesszék alján lévő csövekről.



Helyezze be a billenés gátló kerekeket.



Szerelje be a rögzítőcsapot a metsző furatokba.
A folyamat megfordításával eltávolíthatjuk a borulást elkerülő rendszert.



B. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOK



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi
eszközazonosító



Napfénytől távol
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri
használat



Berendezési irányelv



MOBIK S.A
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΙΡΗΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com