



HU



IFU rev2..0_07/2018

Οδηγίες Χρήσης Αναπηρικού Αμαξιδίου
Wheelchair User Manual

NOBIACARE[®]
MEDICAL EQUIPMENT

Ref.: 0811300_0811301_0811302_0811303

Használati utasítás

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték.



0811302,0811303



0811302B,0811303B



0811307



Lehajtható háttámlával
0811302,0811303,0811307

MŰSZAKI ADATOK

KERET	Acél - Összehajtható
SZÍN	Acél
ÜLÉS-HÁTTÁMLA	Oxford szövet, tűzgátló tulajdonságokkal
KARTÁMASZ	Lehajtható
LÁBTÁMASZ	Levehető és állítható
HÁTSÓ KEREKEK	12" (30,48 cm) Tömör
ELÜLSŐ KEREKEK	8" x 2" (20,32 x 5,08) Tömör (200x50mm)

0811302,0811303	
0811302B,0811303B, 0811307	

Tartozékok (opcionális):

1. Kísérőfék ref.: 0811399
2. Billenésgátló kerekek ref.: 0811357
3. Dönthető lábtámasz ref.: 0811358 jobb és 0811359 bal
4. Bőr ülő- és háttámla huzat ref.: 0811361(43cm) & 0811362 (46cm)

MÉRETEK

												Nettó súly
0811302	47cm	46cm	40cm	46cm	60cm	88cm	96,5cm	50,5cm	12"8"	130kg	17kg	19,5 Kg
0811303	44cm	43cm	40cm	46cm	57cm	88cm	96,5cm	50,5cm	12"8"	130kg	16,5kg	19 Kg
0811307	41cm	40cm	40cm	46cm	54cm	88cm	96,5cm	50,5cm	12"8"	110kg	15,5kg	18 Kg
0811302B 0811602	47cm	46cm	40cm	45cm	58cm	88cm	92cm	50,5cm	12"8"	125kg	15,5kg	17,9 Kg
0811303B 0811603	44cm	43cm	40cm	45cm	57cm	88cm	92cm	50,5cm	12"8"	125kg	15kg	17,4 Kg

ÖSSZESZERELÉS

Lásd az A. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOKAT

Kérjük, olvassa el a B MELLÉKLET KARBANTARTÁS című részt

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszéke élettartamát és hatékonyságát.

HETI

- Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasítások szerint.
- Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van-e.
- Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerezrel.
- Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ronggyal vagy speciális króm vagy festett felületekhez való szerekkel.
- Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
- Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

NEGYEDÉNTÉ

- Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsavarok.
- Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
- Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
- A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

ÉVENTE

Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval. A páciens testi biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőriztesse a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS

A karbantartás és az ellenőrzés mellett a keret és a szövet is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.

- A szennyeződések szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel.
- A bőrüléses kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.

FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha térdje közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakhoz nyúlni, ha az ülésre kell mennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a Mobiak által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.
- Ne használja a tálalószekrényt emelvényként, amikor be- vagy kilép a kerekesszékéből.

Beülni a tolószékbe

- Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához
- Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé
- Kapcsolja be a kerékzárakat

Kiszállni a tolószékéből

- Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb az ülés mellé amelyet áthelyez.
- Tolja a testsúlyt az ülésbe az áthelyezéssel

Mozgás közben a tolószékkel ne felejtse el!!

- Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, akkor két kísérő segítségével érheti el úti célját. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószék soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
- Ha a gyors biztonsági tengelyek vezérelhetők, ha megfelelően vannak nyírva.
- A maximális felhasználói súly alapspecifikációja. Ezt a kerekesszéket kizárólag személy szállítására szabad egyszerre használni.
- Bármilyen más, ezen a határon túli felhasználás sérti a biztonsági előírásokat.
- A felhasználók ne üljenek tolószékben, miközben semmilyen közlekedési eszközhöz vezetnek.

- Amikor a járművek mozgásban vannak, az üres kerekesszékeket megfelelő eszközökkel kell rögzíteni. Előfordulhat, hogy a tócsák vagy egyenetlen talaj leküzdheti a kerekesszéket, különösen emelkedőn vagy lefelé haladva.

FIGYELEM

Probléma esetén ne használja a kerekesszéket, amíg a probléma meg nem oldódik.

- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért.
- A gyártó fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a kerekesszék helyes beállításának és használatának meghatározásához.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a kerekesszékben.
- Ne próbálja megemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- Tartsa távol a becsomagolt kerekesszéket hőforrásoktól.
- A kerekesszékbe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ha egy napon úgy találja, hogy terméke cserére szorul, vagy ha a továbbiakban már nem használ, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét és a termék összetevőinek újrahasznosítását.

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő károkat. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek.

Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MELLÉKLET A. ÖSSZESZERELÉS

A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

Először is ellenőrizzük a csomag tartalmát.

Helyezze el a kerekesszéket a képen látható módon. Az ülés oldalán lévő rudakat egy mozdulattal megnyomva a kerekesszék kinyílik és teljesen nyitott állapotba kerül.



A háttámla megemelésével kattánót hangot hallunk, amely jelzi, hogy a háttámla a megfelelő helyzetben van.



Fogja meg a lábtartót a kezével, és helyezze el az ábrán látható módon. A csapnak át kell mennie a lyukon



Lábtámasz elhelyezése után.



A mellékelt öv segítségével győződjön meg arról, hogy a beteg lába megfelelően van elhelyezve.



Dönthető lábtámasz felszerelése (Opcionális)

Távolítsa el a lábrögzítő övet.



Távolítsa el a lábtámaszt



Helyezze be a dönthető lábtartót a megfelelő támasztékokra.



Helyezze a fekvőtámaszt a helyzetbe, és rögzítse.



Állítsa be a dönthető lábtámaszt a kívánt helyzetbe.



Billenés gátló rendszer (kérésre)

Abban az esetben, ha a kerekesszékekben van felborító rendszer, távolítsa el a kupakot a kerekesszék alján lévő csövekről.



Helyezze be a billenés gátló kerekeket.



Szerelje be a rögzítőcsapot a metsző furatokba. A folyamat megfordításával eltávolíthatjuk a borulást elkerülő rendszert.

B. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOK

A címkére, a főkartonra és/vagy a használati útmutatóra nyomtatott szimbólumok leírása

	Orvosi eszköz		CE jelölés
	Gyártó		Gyártási dátum
	Termék szám		Olvassa el a használati útmutatót
	Sorozat szám		Ne használja, ha csomagolás sérült
	Tétel szám		Helyes irány felfelé
	Egyedi eszköz azonosító		Napfénytől védve
	Tartsa szárazon		Rakodási magasság
	Óvatosan kezelje		Törékeny
	Csak beltéri használatra		Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv